
Určení teploty katody:

1/ Optickým pyrometrem "PYROMET".

2/ Spektrálním dvoubarvovým pyrometrem.

Z Wienova zákona plyne, že záření vysílané žhavým tělesem obsahuje tím více krátkovlnného záření / t.j. modrého světla /,čím je jeho teplota vyšší. To znamená, že z poměru intensit světla na opačných viditelného spektra / červeném a modrém/ lze určit teplotu zářícího objektu.



Měření provedeme pomocí pomocí optického systému, jehož schema je na obrázku. Světlo vysílané měřeným objektem zachycené objektivem je rozloženo přímohledným hranolem H na spektrum, jehož opačné konce -červený a modtý - osvětlují fotodiody D, a D2.Fotoelektrické napětí je vedeno přes přepínač P k milivoltmetru V.Část světla dopadajícího na přední šikmou stěnu hranolu H se odráží přes zrcadlo Z do okuláru Ck , v němž vidíme ostrý obraz katody, který musí ležet přesně uprostřed mezi dvěma rovnoběžnými vlákny, viditelnými v zorném poli. Mezi fotodiodami $\mathrm{D_1}$ a $\mathrm{D_2}$ je mezera, kterou je možno pro kontrolu správného zemíření systému vidět střední žluto-zelenou část spektra.


Závislost teploty katody na poměru fotoelektrického napětí obou fotočlánků je dána vztahy:

Podle Wienova zákona poměr intensit červeného světla $\mathbf{E}_{\check{\mathbf{c}}}$ a modrého

světla
$$E_m$$
 je $\frac{k_2}{T}$ $\frac{E_{\check{c}}}{E_m} = k_1$ e , po logaritmování $\log \frac{E_{\check{c}}}{E_m} = A + \frac{B}{T}$

Z porovnání údajů spektrálního pyrometru s Pyrometem v oblasti teplot 1500 - 2500 K plyne po statistickém vyrovnání vztah

$$\log_{10} \frac{E_{c}}{E_{m}} = -0.2457 + \frac{2146.35}{T}$$



Náběhový proud je ovlivněn nejen prostorovým nábojem ale i přítomností iontů mezi elektrodami diody. Tyto ionty vznikají srážkami elektronů emitovaných katodou s molekulami zbytkového plymu v systému. Záporná vnější elektroda přitahuje kladné ionty, při jejich dopadu na tuto elektrodu dochází k jejich neutralizaci – iont přijme od elektrody jeden elektrontím vzniká proud elektronů, který se sčítá s proudem emitovaným katodou. Tento nežádoucí pro ud je tím větší, čím je vnější elektroda zápornější. Důsledkem je ,že exponenciální pokles elektronového proudu se při určité hodnotě záporného napětí zastaví a další zvětšování záporného napětí může způsobit i jeho zvětšování.

3/ Z náběhového proudu:

Při nulovém nebo malém záporném napětí na anodě se v okolí katody nashromáždí oblak elektronů, které vytvoří tzv.prostorový náboj.Tím se změní průběh potenciálu v diodě a zmenší se tím velikost emisního proudu.Pro to se při malých zápornýho napětích na anodě průběh anodového proudu odchyluje od exponenciálního průběhu. Tuto část charakteristiky nelze použít k určení teploty katody, Je nutno vycházet z průběhu při dostatečně velkém záporném napětí na anodě, při němž je průběh elektronového proudu dostatečně přesně exponenciální, Známe li velikosti emisních proudů \mathbb{I}_1 a \mathbb{I}_2 při dvou anodových záporných napětích V, a V2, platí pro absolutní teplotu katody T

$$T = 5040 \frac{V_1 - V_2}{\log(\frac{I_1}{I_2})}$$